

ヤマト

ニトリル手袋MD

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋

届出番号 27B3X00146000700



ASTM D6978-05 抗がん剤耐性試験実施済み

ASTM F739 薬剤耐性試験実施済み

食品衛生法（厚生省告示第370号）適合品

パウダーフリー・ラテックスフリー

優れたバリア性能とフィット感を
兼ね備えたニトリル手袋



1 抗がん剤耐性試験 (ASTM D6978-05)
実施済み。

2 薬剤耐性試験 (ASTM F739)
実施済み。

3 食品衛生法 (厚生省告示第370号)
適合品。

4 パウダーフリー・ラテックスフリー

サイズ	SS	S	M	L
全長 (mm:以上)	230			
掌幅 (mm)±10mm	70	80	95	110
厚み (mm:以上)	指先:0.05 / 掌:0.05			
ピンホール試験	AQL 1.5			

- ✓ 指先すべり止め加工
- ✓ 単回使用 (ディスポーザブル)
- ✓ 左右兼用
- ✓ 未滅菌

抗がん剤耐性試験結果 (ASTM D6978-05)

試験薬剤	濃度	透過時間	試験薬剤	濃度	透過時間
イダルビシン	1mg/mL	>240分	ドキシソルビシン塩酸塩	2mg/mL	>240分
イホスファミド	50mg/mL	22.9分	ドセタキセル	10mg/mL	>240分
イリノテカン	20mg/mL	>240分	トポテカン塩酸塩	1mg/mL	>240分
エトポシド	20mg/mL	>240分	トリクロサン	2mg/mL	>240分
エピルビシン	2mg/mL	>240分	パクリタキセル	6mg/mL	>240分
オキサリプラチン	5mg/mL	>240分	パラプラチン	10mg/mL	>240分
カルボプラチン	10mg/mL	>240分	ビノレルビン	10mg/mL	>240分
カルムスチン	3.3mg/mL	22.9分	ビンクリスチン硫酸塩	1mg/mL	>240分
ガンシクロビル	10mg/mL	>240分	ビンブラスチン硫酸塩	1mg/mL	>240分
クラドリビン	1mg/mL	>240分	フルオロウラシル	50mg/mL	>240分
クロロキン	50mg/mL	>240分	フルダラビン	25mg/mL	>240分
ゲムシタビン	38mg/mL	>240分	フルベストラント	50mg/mL	>240分
三酸化二ヒ素	1mg/mL	>240分	ペメトレキセド	25mg/mL	>240分
シクロスポリンA	100mg/mL	>240分	ベルケイド	1mg/mL	>240分
シクロホスファミド	20mg/mL	>240分	マイトマイシンC	0.5mg/mL	>240分
シスプラチン	1mg/mL	>240分	ミトキサントロン	2mg/mL	>240分
シタラビン	100mg/mL	>240分	メクロレタミン塩酸塩	1mg/mL	>240分
セツキシマブ	2mg/mL	>240分	メスナ	100mg/mL	>240分
ゾレドロン酸	0.8mg/mL	>240分	メトトレキサート	25mg/mL	>240分
ダウノルビシン	5mg/mL	>240分	メルファラン	5mg/mL	>240分
ダカルバジン	10mg/mL	>240分	ラルチトレキセド	0.5mg/mL	>240分
チオテパ	10mg/mL	38.4分	リツキシマブ	10mg/mL	>240分
デシタビン	5mg/mL	>240分	レトロビル	10mg/mL	>240分
テムシロリムス	25mg/mL	>240分			

47種類実施済み

薬剤耐性試験結果 (ASTM F739)

試験薬剤	濃度	透過時間	試験薬剤	濃度	透過時間
塩化ベンザルコニウム	50%	>480分	過酸化水素	30%	65.1分
グルコン酸クロルヘキシジン	4%	>480分	水酸化ナトリウム	40%	>480分
グルタルアルデヒド	4%	>480分	次亜塩素酸ナトリウム	10-13%	>480分

商品コード	品 名 ・ 規 格	参考小売価	JANコード	梱入数
734228	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー SS 200枚	オープン	49 68138 734227	10
734235	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー S 200枚	オープン	49 68138 734234	10
734242	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー M 200枚	オープン	49 68138 734241	10
734259	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー L 200枚	オープン	49 68138 734258	10

●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは

 **yamato**
https://www.yamatokj.co.jp

株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632

(PCD739902/2024.02/AH)